



GENUTONIC

Ref. TO3122

Ginocchiera aperta con aste articolate e regolazione della flessione-estensione (lunga)

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione. La struttura realizzata in tessuto elastico traspirante calibrato, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione. Facile da indossare, ottima vestibilità, non presenta nessuna cucitura nel cavo popliteo, assicurando il massimo comfort. La struttura è realizzata in C6Tex con filo di carbonio: antistatico, traspirante, termoregolatore, batteriostatico, ipoallergenico e performante (durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare).

L'apertura frontale rende più agevole l'applicazione.

CARATTERISTICHE

- Tessuto con fibra di carbonio C6Tex, elastico e 100% traspirante. Interno effetto velour (maggior comfort e stabilità).
- Aste policentriche con regolazione della flessione-estensione (flessione: 0°-15°-30°-45°-60°-75°-90°; estensione 15°-30°-45°; immobilizzazione 0°-15°-30°-45°).
L'immobilizzazione a 0° è consentita inserendo nell'apposito sito l'elemento limitatore della flessione a 0°.
Nessuna cucitura nel cavo popliteo.
- Apertura frontale.
- Facile regolazione del sistema di chiusura.
- Nessun effetto "laccio" delle classiche cinghie.
- Fasce elastiche posteriori per maggiore stabilizzazione.
- Lunghezza: 40 cm.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi posturali o effettuare stabilizzazione degli arti.

INDICAZIONI

Traumi distorsivi del ginocchio • condromalacia rotulea associata a lassità legamentosa • stabilizzazione latero-mediale • prevenzione dei traumi distorsivi • instabilità artrosica • coadiuvante nella terapia del ginocchio artrosico non operabile.

APPLICAZIONE

All'interno della confezione sono presenti dei perni limitatori distinti con le lettere **E (estensione)**, **F (flessione)**, **I (immobilizzazione)** da utilizzare per la regolazione dell'asta. Ognuno di essi è contrassegnato da due pallini che indicano in quale fessura dell'asta devono essere inseriti, vale a dire in senso verticale per il blocco della flessione ed orizzontale per il blocco dell'estensione. Inserire quindi il perno limitatore dell'estensione nella parte anteriore dello snodo policentrico. L'elemento limitatore si bloccherà magneticamente all'interno della fessura. Se si desidera invece bloccare la flessione del ginocchio, inserire nella parte posteriore dello snodo policentrico un limitatore di flessione. Il terzo perno limitatore indica il perno per l'immobilizzazione della ginocchiera. Per immobilizzare completamente la ginocchiera, inserire prima il perno dell'estensione e successivamente il perno dell'immobilizzazione; assicurarsi che i gradi riportati sui due perni siano uguali. Per la rimozione procedere prima con il perno dell'immobilizzazione e poi con quello dell'estensione. L'inserimento dei perni nei rispettivi siti avviene manualmente, sforzandone l'inserimento. Il disinserimento del perno può essere effettuato con l'apposita chiavetta, inserendo la parte appuntita nella fessura dello snodo e, facendo da leva, permettendo la rimozione del perno.

È possibile utilizzare anche un qualsiasi strumento appuntito in grado di fare da leva.

Per indossare la ginocchiera seguire i seguenti passaggi:

1. Aprire le 8 alette frontali.
2. Applicare la ginocchiera allacciando prima le due alette di chiusura interne, avendo cura di mantenere il logo in gomma nella parte alta e centrando bene la rotula nell'apertura centrale.
3. Stringere le alette di chiusura, partendo dal basso.
4. Se necessario, regolare l'angolo di flessione-estensione o la conformazione delle aste di alluminio (solo per tecnici specializzati e facendo attenzione a non alterare l'asse di rotazione dello snodo).



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



GENUTONIC

Ref. TO3122

Ginocchiera aperta con aste articolate e regolazione della flessione-estensione (lunga)

POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

Gli ausili di Tenortho sono generalmente indicati per l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. foglio istruzioni, sezione "indicazioni"). Alcuni dispositivi che presentano una gamma di taglie pediatriche o realizzati in "su misura" possono comunque trovare applicazione anche in soggetti a partire dai 3 anni. Si raccomanda cautela ed il preventivo ricorso al parere di un medico, nell'impiego in donne in gravidanza per tutti gli ausili che possono presentare interferenze con il ventre materno (collari con stabilizzatore sterno-dorsale, cinture lombari, busti, corsetti, tutori di spalla e di anca...). Allo stesso modo, particolare attenzione ed una attenta valutazione medica, va dedicata all'impiego di tutori che possono interferire con la respirazione nei pazienti che presentano patologie o difficoltà respiratorie (iperestensori, busti, corsetti, collari, tutori di spalla...). Il prodotto che include la magnetoterapia (TO1308MG TENOMAG) non deve essere impiegato in donne in gravidanza né in soggetti portatori di dispositivi impiantabili (pacemaker, defibrillatori o impianti fissi). Riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante del dispositivo di magnetoterapia.

MANUTENZIONE

Rimuovere prima del lavaggio, se possibile, le steccature e i telai metallici eventualmente presenti. Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti Tenortho, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una mail all'indirizzo: ufficiotecnico@tenortho.com

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere utilizzato su indicazione del medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.

GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.



Lavare a mano
in acqua tiepida



Non mettere
in asciugatrice



Non stirare



Non candeggiare



Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017 - Emissione in data 04/2021 - Rev.0
Azienda certificata: sistema di qualità certificato secondo ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016



Fabbricante

REF

Codice prodotto

LOT

Numero lotto



Dispositivo Medico