

FOLD-UP Carrozzina elettrica pieghevole Ref. PW-400PE



Descrizione

FOLD-UP è un'innovativa carrozzina elettrica con telaio in alluminio pieghevole, tipo "pantografo", per ridurne al massimo gli ingombri durante il trasporto. È particolarmente indicata per un uso in interno ma, grazie alla sua autonomia di 30 Km, al piccolo faretto a LED anteriore e ai parafanghi sulle ruote posteriori, può essere usata anche all'esterno. La chiusura/apertura avviene tramite attuatore elettrico a pistone con telecomando a distanza e quando ripiegata, si riduce notevolmente negli ingombri. Batteria al Litio di 24V/20Ah, che permette un'autonomia fino a 30 Km (utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media), la rendono adatta anche per un utilizzo in esterno e può superare pendenze fino a 10°. I motori da 250W sono dotati di freno elettromagnetico.

***(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).**

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

| | | |
|--|--|--|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y122127 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 2185498/R | |
| Identificativo di registrazione EUDAMED | Non ancora rilasciato | |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2021 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology Co., Ltd. | |
| SRN Fabbricante | CN-MF-000011210 | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | MedPath GmbH | |
| SRN EC-REP | DE-AR-000000087 | |
| Importatore e Distributore | INTERMED S.r.l. | |

IDENTIFICAZIONE UDI

| | |
|---------------------|-------------------------|
| BASIC UDI-DI | 697307988SWWHEELCHAIRTB |
| Codice Ref. | UDI-DI |
| PW-400PE | 6973079885073 |

Caratteristiche Tecniche – Carrozzina

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiali | Telaio in Alluminio |
| Larghezza seduta | 46 cm |
| Profondità seduta | 46 cm |
| Altezza schienale | 50 cm |
| Larghezza totale | 60 cm |
| Lunghezza totale | 104 cm |
| Altezza seduta dal suolo | 53 cm |
| Velocità massima | 6 Km/h |
| Autonomia | ≥ 30 Km |
| Raggio di sterzata | 0,65 m |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pendenza superabile | 10° |
| Ruote anteriori [diametro] x [larghezza] | 8" |
| Ruote posteriori [diametro] x [larghezza] | 12" / PW-400P 10" / PW-400PE |
| Braccioli | Ribaltabili |
| Poggia-piedi | Singolo ribaltabile |
| Portata | 120 kg |
| Peso con batterie | ≥ 33 kg |

Caratteristiche Tecniche - Alimentazione

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Caricabatterie | DC 24V - 3A, AC 115/230V |
| Motori | 2 x 250W con freno elettromagnetico |
| Batteria | Batteria al Litio 24V/20Ah |

Immagini dettagli prodotto

Ruote anteriori e pedana singola ribaltabile



Parafanghi su ruote posteriori

Comando Joystick



Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| PW-400PE | Carrozzina elettrica FOLD-UP | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|--|
| 0.0 | 30/04/2021 | Prima emissione della scheda tecnica secondo nuovo Regolamento MDR |
| 0.1 | 23/12/2021 | Registrazione banca dati ministeriale |

